


9

NEGATOSCOPIOS

X-RAY VIEWERS



GUIROB SUMEDIC S.L.
C/TAJO 10
AJALVIR 28864
MADRID
TLF 911294544
FAX 911107475
guirobsumedic@gmail.com
www.guirobsumedic.es

Indice


Index

4	Negatoscopios <i>X-Ray viewers</i>
10	Negatoscopios de columna <i>Vertical column X-Ray viewer</i>
11	Optotipos <i>Eyes testing chart</i>



16109

- _Negatoscopios de cuatro pantallas mural
- _X-Ray Wall mounted viewer, four screens




16106

- _Negatoscopios de tres pantallas mural
- _X-Ray Wall mounted viewer three screens




16103

- _Negatoscopios de dos pantalla mural
- _X-Ray Wall mounted viewer two screens




16100

- _Negatoscopio de una pantalla mural
- _X-Ray Wall mounted viewer, one screen




OPCIONAL: CLAVIJA INGLESA
_Voltaje 110v - 60Hz

OPTIONAL: BRITISH PLUG
_Voltage 110v and 60Hz



OPCIONAL: CLAVIJA AMERICANA
_Voltaje 110v - 60Hz

OPTIONAL: AMERICAN PLUG
_Voltage 110v and 60Hz



16118

- _Negatoscopios de ocho pantallas mural
- _X-Ray Wall mounted viewer, eight screens



16115

- _Negatoscopios de seis pantallas mural
- _X-Ray Wall mounted viewer, six screens



- _CLAVIJA STANDAR (SCHUKO)
- _Voltaje 220v - 50Hz

- _SCHUKO PLUG
- _Voltage 220v and 50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento epoxy
- _Pantalla de metacrilato blanco opal de 36x43 cm
- _Iluminación por fluoescencia
- _Pantallas e interruptores independientes
- _Iluminación sin sombras
- _Sistema de fijación de las radiografías por gravedad
- _Voltaie a 220v 50Hz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _36x43 cm opal white methacrylate screen
- _Fluorescent lighting
- _Self-sufficient screen and plug
- _No shadows while lighting
- _Gravity system of fixing X-rays
- _Voltage of 220v and 50Hz
- _Schuko plug (European)

					
16100	38	10	48	5	0,018
16103	74	10	48	9	0,037
16106	110	10	48	12	0,054
16109	146	10	48	16	0,072
16115	110	10	96	22	0,12
16118	146	10	96	29	0,16



OPCIONAL: CLAVIJA INGLESA

_ Voltaje 110v - 60Hz


OPTIONAL: BRITISH PLUG

_ Voltage 110v and 60Hz

16300

_ Negatoscopio de una pantalla mural

_ X-Ray Wall mounted viewer, one screen



OPCIONAL: CLAVIJA AMERICANA

_ Voltaje 110v - 60Hz

OPTIONAL: AMERICAN PLUG

_ Voltage 110v and 60Hz

16303

_ Negatoscopios de dos pantalla mural

_ X-Ray Wall mounted viewer, two screens

16306



_ Negatoscopios de tres pantallas mural

_ X-Ray Wall mounted viewer, three screens

163

_ Negatoscopios de cuatro pantallas mural

_ X-Ray Wall mounted viewer, four screens



16318

_Negatoscopios de ocho pantallas mural
_X-Ray Wall mounted viewer, eight screens

16315

_Negatoscopios de seis pantallas mural
_X-Ray Wall mounted viewer, six screens



_CLAVIJA STANDAR (SCHUKO)
_Voltage 220v - 50Hz

_SCHUKO PLUG
_Voltage 220v and 50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de chapa acero inoxidable
- _Pantalla de metacrilato blanco opal de 36x43 cm
- _Iluminación por fluorescencia
- _Pantallas e interruptores independientes
- _Iluminación sin sombras
- _Sistema de fijación de las radiografías por gravedad
- _Voltaje a 220v 50Hz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel sheet structure
- _36x43 cm opal white methacrylate screen
- _Fluorescent lighting
- _Self-sufficient screen and plug
- _No shadows while lighting
- _Gravity system of fixing X-rays
- _Voltage of 220v and 50Hz
- _Schuko plug (European)

					
16300	38	10	48	5	0,018
16303	74	10	48	9	0,037
16306	110	10	48	12	0,054
16309	146	10	48	16	0,072
16315	110	10	96	22	0,12
16318	146	10	96	29	0,16



16409

_Negatoscopios de cuatro pantallas mural

_X-Ray Wall mounted viewer, four screens



16406

_Negatoscopios de tres pantallas mural

_X-Ray Wall mounted viewer, three screens



16403

_Negatoscopios de dos pantalla mural



_X-Ray Wall mounted viewer, two screens



16400

_Negatoscopio de una pantalla mural

_X-Ray Wall mounted viewer, one screen




OPCIONAL: CLAVIJA INGLESA

_Voltage 110v - 60Hz

OPTIONAL: BRITISH PLUG

_Voltage 110v and 60Hz




OPCIONAL: CLAVIJA AMERICANA

_Voltage 110v - 60Hz

OPTIONAL: AMERICAN PLUG

_Voltage 110v and 60Hz



16418

_Negatoscopios de ocho pantallas mural
_X-Ray Wall mounted viewer, eight screens



16415

_Negatoscopios de seis pantallas mural
_X-Ray Wall mounted viewer, six screens



_CLAVIJA STANDAR (SCHUKO)
_Voltage 220v - 50Hz

_SCHUKO PLUG
_Voltage 220v and 50Hz



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento epoxy
- _Pantalla de metacrilato blanco opal de 36x43 cm
- _Iluminación por fluorescencia
- _Pantallas e interruptores independientes
- _Regulación de intensidad de luz
- _Iluminación sin sombras
- _Sistema de fijación de las radiografías por gravedad
- _Voltage a 220v 50Hz

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _36x43 cm opal white methacrylate screen
- _Fluorescent lighting
- _Self-sufficient screen and plug
- _Light intensity regulator
- _No shadows while lighting
- _Gravity system of fixing X-rays
- _Voltage of 220v and 50Hz
- _Schuko plug (European)

					
16400	38	10	48	5	0,018
16403	74	10	48	9	0,037
16406	110	10	48	12	0,054
16409	146	10	48	16	0,072
16415	110	10	96	22	0,12
16418	146	10	96	29	0,16



16127

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Steel structure with epoxy coating

16128

- _Estructura de chapa acero inoxidable
- _Stainless steel sheet structure

16124

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Steel structure with epoxy coating

16125

- _Estructura de chapa acero inoxidable
- _Stainless steel sheet structure



CLAVIJA STANDAR (SCHUKO)
_Voltage 220v - 50Hz

SCHUKO PLUG
_Voltage 220v and 50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _NEGATOSCOPIOS DE COLUMNA
- _Pantalla de metacrilato blanco opal
- _Iluminación por fluorescencia
- _Pantallas e interruptores independientes
- _Iluminación sin sombras
- _Sistema de fijación de las radiografías por gravedad
- _Voltage a 220v 50Hz
- _Clavija Schuko (Europea)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _VERTICAL COLUMN X-RAY VIEWER
- _Opal white methacrylate screen
- _Fluorescent lighting
- _Self-sufficient screen and plug
- _No shadows while lighting
- _Gravity system of fixing X-rays
- _Voltage of 220v and 50Hz
- _Schuko plug (European)

					
16124	32	10	95	8	0,03
16125	32	10	95	8	0,03
16127	32	10	125	11	0,04
16128	32	10	125	11	0,04
16500	44	10	40	5	0,01
16503	44	10	40	5	0,01

gib
guirob
Sumedic





16500

- _ OPTOTIPO DE ADULTO
- _ Pantalla de metacrilato con serigrafía para adultos "Snellen"
- _ ADULT EYES TESTING CHART
- _ Methacrylate screen with serigraphy for adults "Snellen"


16503

- _ OPTOTIPO DE NIÑO
- _ Pantalla de metacrilato con serigrafía infantil "Pigassou"
- _ CHILDREN EYES TESTING CHART
- _ Methacrylate screen with children's serigraphy "Pigassou"



_ OPCIONAL: CLAVIJA INGLESA
_ Voltaje 110v - 60Hz

_ OPTIONAL: BRITISH PLUG
_ Voltage 110v and 60Hz



_ OPCIONAL: CLAVIJA AMERICANA
_ Voltaje 110v - 60Hz

_ OPTIONAL: AMERICAN PLUG
_ Voltage 110v and 60Hz

_ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero con revestimiento epoxy
- _ Iluminación por fluorescencia
- _ Voltaje a 220v 50Hz
- _ Clavija Schuko (Europea)

_ TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Fluorescent lighting
- _ Voltage of 220v and 50Hz
- _ Schuko plug (European)

NEGATOSCOPIOS

X-RAY VIEWERS

9



www.guirobsumedic.es

C/ Tajo 10 - Ajalvir 28864 - Madrid
Tlf 911294544 - Fax 911107475
guirobsumedic@gmail.com

